



## CA 52

## Analizador de Coagulación

### Características

Principio de la prueba:	Nefelometría
Canales:	2 canales independientes
Incubación:	12 cubetas and 5 posiciones para incubación
Parámetros:	PT, APTT, TT, FIB, etc
Almacenamiento:	10,000 almacenaje de muestras
Entrada:	teclado
Pantalla:	5 pulgadas, no-touch screen
Volumen de Reactivo:	≤40 ul
Volumen de muestra:	≤40 ul
Temperatura de incubador:	37 ± 1.0°C
Fuente de luz:	Lámpara LED Larga vida LED, 470nm
Certificado:	Mercado CE

### Reactivos y Piezas

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>
FAM2005	PT con Calcio 4 ml
FAM2228	APTT 4 ml
FAM3590	Cloruro de Calcio 10 ml
FAM2232	Control PT y APTT
FAM3500	Copas Coagulómetro 1000 unidades